

WEIL ICH MIR WICHTIG BIN!

Was ist MindLINK TEST®?

MindLINK TEST® steht für einen Therapieansatz patentierter Übertragungstechnologie auf Basis von Teslaspu- len, der vom Zahnarzt und Heilpraktiker HP Dr. Dr. (PhD-UCN) Johann Lechner in eigener Praxis entwickelt wurde und heute von Ärzten, Heilpraktikern, Therapeuten und Coaches weltweit angewandt wird.

Was ist MindLINK TEST®?

Eltern, Erzieher, unsere eigenen Lebenserfahrungen und unsere Lebensumstände vermitteln - neben positiven Eindrücken - auch emotionale Negativ-Programme. Sätze wie: „Du kannst es nicht; Du verdienst es nicht; Ich mag Dich nicht“ usw.

Diese Negativ-Programme setzen sich tief im Unterbewusstsein fest und sind vernunftgesteuerten Korrekturen nicht zugänglich. Sie wirken als Blockaden und sind hemmende Zensoren für jede positive Gegensteuerung. Diese blockierten Gefühle mindern unsere emotionale Stabilität und Belastbarkeit. Stress, Ärger, Depression und Überbelastung wirken sich nicht nur auf unser seelisches Wohlbefinden, sondern auch in starkem Maße auf unsere körperliche Gesundheit aus.

Mit der MindLINK TEST® Software werden schnell und gezielt psycho-emotionale Blockaden als Hintergrund von psychischen oder körperlichen Symptomen aufgefunden. Eine individuelle Diagnose wird möglich und dient als Einstieg in jede Form von Gesprächs- und Verhaltenstherapien. Darüber hinaus werden mit dem integrierten MindLINK® Therapieverfahren psychische Blockaden und Probleme mit positiven Affirmationen und Lösungssätzen effizient balanciert.

Patenterte Technik

Die auf dem Computer gespeicherte Software besteht aus Sprachdateien, also hörbaren Worten. Anstelle eines Lautsprechers werden diese Dateien mit einer speziell entwickelten MindLINK® Transmitterspule nach Tesla auf den Getesteten übertragen. Die Spule wandelt die Sprachdatei in ein künstliches Bewusstseinsfeld (eine Skalarwelle) um. Tritt der Getestete mit dem übermittelten Inhalt in Resonanz entsteht ein Reflex.

Über diesen ideomotorischen Reflex kann der Therapeut das Innere Wissen des Getesteten abfragen und überprüfen, welche Belastungen oder Störungen durch vorhanden sind und wie diesen entgegengewirkt werden kann.

Durch die Testung von Inneren Resonanzen und die Koppelung an individuell passende Lösungsmodul- gen minimale Impulse, um große Wirkungen zu erzielen.

MindREFLEX - Kinesiologie

Wenn der vom Computer über die MindLINK® Transmitterspule übermittelte Inhalt mit Ihrem Inneren Bewusstsein in Resonanz tritt, entsteht ein sichtbarer Reflex.

Über diesen ideomotorischen Reflex – MindREFLEX – kann der Anwender Ihr „Inneres Wissen“ gezielt zu spezifischen Themen abfragen. Mit einem Prozent-Score kann leicht festgestellt werden, welche Problematik Priorität hat und wie wichtig ein Thema ist.

MindLINK TEST® Anwendungsbereiche

- Überprüfung der Hintergründe von Lernproblemen und Konzentrationsstörungen
- Raucherentwöhnung
- Jegliche Arten von Phobien (z.B. Flugangst, Spinnen, Wasser etc.)
- Coaching und Persönlichkeitsentwicklung
- Beheben von Motivationsproblemen, Steigerung der Leistungsfähigkeit und Kreativität, Entwicklung von persönlichen Erfolgsstrategien
- Lösung von Traumata (z.B. Geburtstrauma) und berufsbezogenen Stressstörungen z. B. Burn-Out
- Auffinden von Selbstsabotageprogrammen und Psychologischer Umkehr.
- Aufdecken von familiendynamischen Verhaltensmustern und Zusammenhängen aus der Vergangenheit u.v.a.m.



WEIL ICH MIR WICHTIG BIN!

Andere MindLINK Produkte

PrevenTEST®

„Der neue Weg zu Gesundheit und Bewusstsein“

Software zum Auffinden von System-Vernetzungen innerhalb Ihres Körpers. Überprüft wird, welche Ursachen der Hintergrund bei bestimmten Erkrankungen sein könnten und welche Ergänzungsmaßnahmen Ihr Körper benötigt, um diese zu kompensieren.

myMENU TEST®

"Richtig essen - besser leben"

myMENU TEST® ist ein System zur umfangreichen Vitalanalyse mittels Reflextest und computergestützter Diagnostik.

Sie ist einzigartig Ihrem augenblicklichen Stoffwechsel angepasst und gibt Auskunft über die Aktivität der einzelnen Organe, den Eiweiß-, Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel, Drüsenaktivität (Hormone), den Säure-Basenhaushalt u.v.a.m.

MindLINK® Transmitterspulen nach Tesla

MindLINK® benutzt eine patentierte Übertragungstechnologie auf Basis von Teslaspulen. Diese können neben der kinesiologischen Testung auch verwendet werden um durch Übertragung von klassischer Musik / Naturgeräuschen oder Affirmationen / Verstärkungssätzen das Raumklima zu verbessern (MindLINK® SPACE / MindLINK® WALL) oder die eigene Leistung und Konzentration zu optimieren. (MindLINK® PHON, MindLINK® POINT, MindLINK® SPOT)



MindLINK SPOT Sensor



Tesla-Spule (ca. 3 cm Durchmesser), die unauffällig getragen oder umgehängt werden kann:

- zum Anschließen an einen MP3/CD Player
- mobil, flexibel
- Reichweite 1 – 1,5 m

MindLINK POINT Kopfhörer



Flexible Ohrstecker, z.B. am Körper getragen oder zum Auflegen auf Schmerz- und Akupunkturpunkte

- muss nicht in den Ohren getragen werden
- Reichweite 1 – 1,5 m

MindLINK PHON Kopfhörer



Stabiler Kopfhörer mit integrierten Tesla-Spulen

- mit eingebautem Lautsprecher zum Mithören
- besonders geeignet bei Synchronisationsproblemen der beiden Gehirnhälften
- Reichweite 1 – 1,5 m

MindLINK SPACE Transmitterspule



Doppelseitige Teslaspule in einer formschönen Runddose

- Spule mit ca. 11 cm Durchmesser
- Reichweite 2,5 - 4 m im Radius

Alle Zubehör-Produkte und weitere Informationen zur Anwendung mit MindLINK finden Sie unter www.mindlink.info oder www.mindlink-to-go.de.

Mehr über die Philosophie hinter der „Praktizierten Bewusstseinsmedizin“, den Anwendungsmöglichkeiten von MindLINK TEST®, PrevenTEST® und MindLINK myMENU TEST® und die technischen Konzeptionen finden Sie unter www.mindlink.info und im Buch von HP Dr. Johann Lechner: „Dialog mit dem Inneren Bewusstsein“

Preis: 34,00€ inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den vorgestellten Methoden und Geräten um Verfahren der Erfahrungsmedizin und Naturheilkunde handelt, die wissenschaftlich nicht anerkannt sind.

